

ПРЕЙСКУРАНТ

УСЛУГ для пенсионеров

(по предъявлению пенсионного удостоверения)

ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	
Консультация .Осмотр полости рта	180
Снимок на радиовизиографе	200
Чтение рентгеновского снимка	60
Анастезия ультракаин	200
Анастезия аппликационная	100
Установка временной пломбы	100
Препарирование и некрэктомия полости зуба	250
Частичное восстановление коронки зуба светоотверждающими(с.о.)	1500
Частичное восстановление коронки зуба хим.отверждения(х.о.)	650
Полное восстановление коронки зуба светоотверждающими(с.о.)	1750
Полное восстановление коронки зуба хим.отверждения(х.о.)	1650
Установка штифта (анкерный ,титановый)	500
Распломбировка 1 канала простая	400
Распломбировка 1 канала резарц. Методом	580
Мед обработка полости одного канала	130
Коагуляция десны	200
Ампутация пульпы	500
Экстерпация пульпы из одного канала	300
Удаление старой пломбы	160
Снятие зубного камня поверхностным механическим способом 1 челюсти	1000
Покрытие зубов одной челюсти противокариесным лаком	80
ЛЕЧЕНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛОВ ЭНДОМЕТАЗОНОМ	
Лечение однокорневого пульпита эндометазоном	700
Лечение 2-х корневого пульпита эндометазоном	800
Лечение 3-х корневого пульпита эндометазоном	1000
Лечение однокорневого периодонтита эндометазоном	750
Лечение 2-х корневого периодонтита эндометазоном	1000
Лечение 3-х корневого периодонтита эндометазоном	1300
Лечение однокоренного пульпита эндометазоном с гуттаперчей	900
Лечение 2-х коренного пульпита эндометазоном с гуттаперчей	1100
Лечение 3-х коренного пульпита эндометазоном с гуттаперчей	1300
Лечение однокоренного периодонтита эндометазоном с гуттаперчей	900
Лечение 2-х коренного периодонтита эндометазоном с гуттаперчей	1200
Лечение 3-х коренного периодонтита эндометазоном с гуттаперчей	1400
УСТАНОВКА ПРОКЛАДКИ	
Установка прокладки свеотверждающей(с.о.)	300
Установка прокладки хим.отверждения(х.о.)	170
Установка пломбы светового отверждения (с.о.)	1100
Установка пломбы химического отверждения (х.о.)	500

Полировка одной пломбы	170
Лечение кариеса среднего	250
Лечение кариеса глубокого	300